

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів, згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»;

Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;

Код ЄДРПОУ: 38499986

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів, згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні

3. Посадова особа Замовника:

Бойко Марина Юріївна, фахівець з публічних закупівель.

4. Інформація про закупівлю:

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-26-011566-a

5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.

Ціна предмета закупівлі становить - 65000,00 грн.

6. Опис закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі 65000,00 грн. (Шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.)

КЕКВ: 2220

Строк поставки – до 31 грудня 2025 року включно;

7. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого обладнання, а саме **Автоматичний бактеріологічний аналізатор MicroScan WalkAway-40 plus**, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме цього товару.

№ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Код НК	Технічні вимоги	Од. вим.	Кількість
1	2	3	4	5	6
1.	Панелі комбіновані для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків методом мікророзведень в бульйоні грампозитивних мікроорганізмів, тип 37, (MicroScan або еквівалент)	40372 Ізолят культур грампозитивних бактерій, визначення профіль антимікробної чутливості IVD, набір	Комбіновані панелі з сухими середовищами для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів. Фасування 1 шт 20 тестів.	пак.	1
2.	Панелі комбіновані для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків методом мікророзведень в бульйоні грамотрибуних мікроорганізмів, тип 83, (MicroScan або еквівалент)	50417 Множинні грамотрибуні бактерії, ізолюваний штаб IVD, набір	Комбіновані панелі з сухими середовищами, призначені для визначення чутливості аеробних факультативно анаеробних грамотрибуних бактерій до антибактеріальних препаратів і і ідентифікації до рівня виду. Фасування 1 шт / 20 тестів.	пак.	2
3.	Мінеральне масло, 250 мл, або еквівалент	43736 Реагент для визначення ізоляту культури	Використовується для нашарування масла для проведення біохімічної реакції.	шт.	1

		грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	(лунки ARG і URE по 3 краплі). Об'єм фасування: 250 мл.		
4.	Вода для інокуляції, що містить PLURONIC® 25 мл, (MicroScan або еквівалент)	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. Об'єм фасування: 25 мл	шт.	1
5.	Гідроксид калію, 40%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент)	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP – 1 крапля). Об'єм фасування: 250 мл.	шт.	1
6.	Альфа Нафтол, (MicroScan або еквівалент)	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля). Фасування – 1,5г.	шт.	2
7.	Сульфанілова кислота, 0,8%, 250 мл (MicroScan або еквівалент)	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів (додаванням в лунку NIT – 1 крапля). Об'єм фасування: 250 мл.	шт.	1
8.	Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент)	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT – 1 крапля). Об'єм фасування: 250 мл.	шт.	1
9.	Хлорид заліза, 10%, 30 мл (MicroScan або еквівалент)	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля). Об'єм фасування: 30 мл.	шт.	1
10.	Реагент Ковача, 30 мл, (MicroScan або еквівалент)	43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND – 3 краплі). Об'єм фасування: 30 мл	шт.	1
11.	Пептидаза, 30 мл, (MicroScan або еквівалент)	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі). Об'єм фасування: 30 мл	шт.	1

12.	Комплект для перенесення інокуляту, та для розкапування реагентів	61712 Інокуляція мікробіологічного зразка / пристрій для штрихування ІВД	Комплект одноразових лотків та насадок на багатоканальну піпетку, призначений для регідrataції і інокуляції 96 лункових добових планшетів.	Комп-т	1
-----	---	--	--	--------	---

8. Обґрунтування закупівлі: для потреб бактеріологічної лабораторії, відповідно до поданої службової записки завідуючої, Біньковської Наталії Іванівни, затвердженої керівником установи, для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів на автоматичному бактеріологічному аналізаторі МікроСкан WalkAway-40 plus.